

展示品のご紹介

みえテクエイドセンターに展示依頼がありました商品をご案内させていただきます。実物も展示してありますのでご興味のある方はぜひお越しください。平成23年 11月8日

◆ サニタクリーンワンズケア:株式会社 総合サービス

ポータブルトイレの簡単あとかたづけに!
サニタクリーンワンズケア

清潔! **簡単!** **衛生的!**

抗菌ポリマー凝固定シートが便や尿の水分をすばやく吸収・凝固定します。

こんな方におすすめです

- ポータブルトイレの後処理にお困りの方
- ポータブルトイレのご使用時の臭いが気になる方
- ポータブルトイレを洗う場所に困っている方
- 汚物からの感染予防

便利な結びヒモが切り取れます

袋と凝固シートが袋蓋一体化(袋を開くだけですぐ使えます)

優れた吸水力(大人1〜3回分)

ヒートシール(戻り防止加工)
(袋の両端にヒモが張りあがります)

株式会社 総合サービス

ポータブルトイレの後処理が便利で抗菌ポリマー凝固定シートが便や尿を吸収し臭いが気になりません。バケツを洗う手間も省けます。

試供品もあります(数に限りあり)

ポータブルトイレの簡単あとかたづけ袋 **サニタクリーンワンズケア**

忙しい毎日の介護中、ポータブルトイレの清浄・消毒などの作業は、手間と時間がとても大変です。サニタクリーンワンズケアは簡単にポータブルトイレのあとかたづけができます。

ご使用方法

ご使用のための準備

- 1 袋を広げて袋/バケツにかぶせます。
- 2 トイレ本体に袋/バケツを戻します。
- 3 便座を下ろして準備完了です。

ご使用後の処理

- 4 使用後は袋/バケツを取り出し、袋を外します。
- 5 袋上部のキリトリ線に沿って切り離すと結びヒモができます。
- 6 ヒモでしっかりと袋を結び、風呂ムツと同様に処理できます。

優れた機能と品質・仕様

抗菌ポリマー凝固定シートが便や尿の水分をすばやく吸収・凝固定します。

便袋シート
リサイクルポリブレン
抗菌ポリマー

不織布
水分
ポリマーが水分を吸収

●7枚入 重量: 約0.4kg

●20枚入 重量: 約1.3kg

製品名称	規格	材質
袋	幅約 650mm × 高さ約 550mm ※厚さ約 0.05mm	ポリアミドポリエーレン (国産ポリブレン)
抗菌ポリマー凝固定シート	幅約 300mm × 高さ約 450mm	リサイクルポリブレン、不織布、 濃縮抗菌ポリマー(抗菌)

経済産業省 厚生労働省 検定機関 (財)化学物質安全研究所 環境ガス試験所

製造元:株式会社 総合サービス 〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-6-19

TEL 0120-980-329

<http://www.sservice.co.jp/products/care.html>