


三重県作業療法士会賞

「マイ・セルフ」

岡田 咲楽 様

マイ・セルフ



【使い方】

片手しか使えない女性が生理用ナプキン片手で剥離紙から外し、①から⑤の順で使用済みのナプキンを包んで捨てることができます。外に出ている洗濯バサミでズボンに固定し、本体を太ももに置きます。中の洗濯バサミに新しいナプキンをセットし、片手で剥離紙をはがします。使用済みナプキンを丸めて剥離紙で包み、カバーで押さえて小さく固めて捨てます。

審査会では、片手で使える点や、捨てるまでの流れがしっかり考えられている点が高く評価されました。