


カード・リーチャー(2017.1.16)



<特徴>

有料道路の通行券や、駐車場の駐車券を機械から取ったり、差し入れたりする際に使うリーチャーです。

<ワンポイントアドバイス>

使う方の状態に合わせて、棒の長さや持ち手の形状を調整します。

ドライヤー・スタンド(2017.1.26)



<特徴>

ドライヤーを立てて、髪の毛を乾かします。使う方の状態やドライヤーの形状に合わせて、スタンドの長さや保持する部分を調整します。

<ワンポイントアドバイス>

土台は、転倒しない大きさと重量が必要です。

車いす用T字杖ホルダー(2017.2.6)



<特徴>

車いすに座ったままでT字杖を入れたり抜いたりしやすいような形状にしています。利用者の状態像に応じて、右側または左側に取り付けることができます。

<ワンポイントアドバイス>

車いすを折り畳んだ時に邪魔にならないようする必要があります。

車いす用・荷物ベルト(2017.2.13)



<特徴>

車いすで荷物を運ぶ際に、足の上に置いた荷物が落ちないようにするためのベルトです。マジックテープで簡単につけはずしすることができます。

<ワンポイントアドバイス>

荷物の大きさに合わせてベルトの長さを調節します。

ハーモニカ・スタンド(2017. 2. 24)



<特徴>

肺活量を増やすためにハーモニカを吹きたいというニーズに対応して製作しました。ハーモニカは取り外しできます。机の高さに合わせて、フレキシブルパイプの長さを伸縮できます。

<ワンポイントアドバイス>

利用者の口の位置に合わせて、フレキシブルパイプの形を調節します。

シーソー型爪切り(2017. 3. 13)



<特徴>

片手が不自由な方が良いほうの手の爪を片手で切りするために使う自助具です。指先を置く台の大きさや角度は使う方に合わせて変化させます。

<ワンポイントアドバイス>

深爪めしないよう少しずつ爪を切りましょう。

押し式キャップオープナー(2017. 3. 17)



<特徴>

片手でペットボトルなどのキャップを開け閉め閉めするための自助具です。身体で棒を押してボトルを固定します。

<ワンポイントアドバイス>

プルトップ式の缶の蓋を開けることもできます。

携帯型キャップオープナー(2017. 3. 21)



<特徴>

力が弱い方がペットボトルのキャップを開けたり閉めたりするための自助具です。自助具を裏返すことにより、開ける時と閉める時にそれぞれ使えます。

<ワンポイントアドバイス>

大きなキャップを開けるためには、長いベルトの自助具を使います。